

Anticorpo Policlonale Anti-Osbip1 Per Wb, Elisa - Q6Z7B0

Numero articolo: CM0022128

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia BiP1 (BIP1) del riso, una chaperone del reticolo endoplasmatico per il ripiegamento proteico e la risposta allo stress. Convalidato per WB e ELISA in *Oryza sativa*. Ideale per ricerche sullo sviluppo dei semi e sullo stress del reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OsBip1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BIP; OsBiP1; OsJ_05115; OJ1442_E05.10; OsBip1
Specie	<i>Oryza sativa</i>
ID gene	4328075
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 300-400 di OsBip1 di <i>Oryza sativa</i> . (Q6Z7B0)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q6Z7B0
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Ghiaccio secco