


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Osbp Per Wb, If/Icc, Elisa - P22059

Numero articolo: CM0029615



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la proteina legante ossisteroli umana 1 (OSBP). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata a umano, topo, ratto. Ideale per studi sul trasporto dei lipidi e sul metabolismo del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	OSBP Rabbit pAb
Note/Alias	OSBP1; OSBP
Specie	Umano
GeneID (umano)	5007
GeneID	5007
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 508-807 dell'OSBP umano (NP_002547.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P22059
Peso proteico	89kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio