

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Osbpl2 Per Wb, Elisa - Q9H1P3

Numero articolo: CM0014886



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro OSBPL2 umano (ORP2), convalidato per WB ed ELISA. Ideale per lo studio del trasporto dei lipidi, dell'adesione cellulare e delle vie correlate alla sordità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OSBPL2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ORP2, ORP-2, DFNA67, DNFA67, OSBPL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9885
GeneID	9885
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 291-480 dell'OSBPL2 umano (NP_653081.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9H1P3
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio