

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Osbzip23 Per Wb, Elisa - Q6Z312

Numero articolo: CM0022159

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore di trascrizione OsbZIP23 del riso. Adatto per Western blot e ELISA, riconosce il bersaglio *Oryza sativa*. Ideale per ricerche sulla segnalazione da stress abiotico e sulla via dell'ABA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OsbZIP23 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ABF2; AREB1; BZIP23; OsABF2; OsAREB1; OsBZIP23; OJ1004_A11.20; OsbZIP23
Specie	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4330838
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-300 di OsbZIP23 di <i>Oryza sativa</i> . (Q6Z312).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q6Z312
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio