

Anticorpo Policlonale Anti-OsdlT Per Wb Ed Elisa - Q9Lwu9

Numero articolo: CM0020577

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio riconosce specificamente la proteina OsDLT (SWISS: Q9LWU9) nel riso. Validato per applicazioni WB ed ELISA, è uno strumento essenziale per lo studio della segnalazione dei brassinosteroidi, della regolazione trascrizionale e del controllo delle dimensioni degli organi vegetali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OsDLT Rabbit pAb
Note/Alias	DLT; OsGRAS-32; D62; GS6; SMOS2; OsDLT
Specie	Oryza sativa
ID del gene	4339978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-214 di OsDLT di Oryza sativa (Q9LWU9)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q9LWU9
Peso della proteina	66 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante