

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Oseil1 Per Wb, Elisa - Q10M41

Numero articolo: CM0024450

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio OsEIL1 validato per WB ed ELISA nel riso (*Oryza sativa*). Ideale per studiare la segnalazione dell'etilene, la risposta allo stress e le vie di resistenza alle malattie. Peso molecolare target 71kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OsEIL1 pAb di Coniglio
Note/Alias	EIL1; MHZ6; EIL1A; OsEIL1; OsEIL1a; OsJ_10672
Specie	Oryza sativa
GenelD (umano)	EIL1
GenelD	107276358
Immunogeno	Proteina ricombinante LSRGKDPAGGVGDPSK-C
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Oryza sativa
SWISS	Q10M41
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio