

Anticorpo Policlonale Anti-Osein2 Per Wb, Elisa - Q0D8I9

Numero articolo: CM0020799

introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo policlonale di coniglio anti-OsEIN2 (Q0D8I9) reattivo con *Oryza sativa*. Validato per WB ed ELISA, è diretto contro la proteina di segnalazione dell'etilene coinvolta nello sviluppo, nella senescenza e nelle dimensioni dei semi del riso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OsEIN2 Rabbit pAb
Note/Alias	EIN2; MHZ7; OsEIN2; P0455F03.4
Specie	<i>Oryza sativa</i>
ID gene	4342431
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 576-710 di OsEIN2 di <i>Oryza sativa</i> (Q0D8I9).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0D8I9
Peso della proteina	138 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante