

Anticorpo Policlonale Anti-Oself3 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Snq6

Numero articolo: CM0023214

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia OsELF3 (Q9SNQ6) da Oryza sativa. Validato per Western blotting e ELISA, adatto per studi sulla regolazione del tempo di fioritura e la via fotoperiodica nel riso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OsELF3 Rabbit pAb
Note/Alias	Ef7; HD3B; Hd-q; Hd17; ELF3-1; OsELF3; OsELF3-1; OsJ_20086; OsELF3
Specie	Oryza sativa
GeneID	4340087
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-172 di OsELF3 di Oryza sativa. (Q9SNQ6).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Oryza sativa
SWISS	Q9SNQ6
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio