

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Osfd1 Per Wb, Elisa - A0A0P0XR34

Numero articolo: CM0020333

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OsFD1 del riso (P0478E02.1) per Western blot ed ELISA. Ha come bersaglio una proteina nucleare di 21 kDa coinvolta nella segnalazione dell'acido abscissico e nella regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | OsFD1 pAb di coniglio                                                                                                                 |
| Note/alias          | P0478E02.1; OsFD1                                                                                                                     |
| Specie              | Oryza sativa                                                                                                                          |
| GeneID              | 9271661                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-125 di OsFD1 di Oryza sativa. (A0A0P0XR34) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Reattività crociata | Oryza sativa                                                                                                                          |
| SWISS               | A0A0P0XR34                                                                                                                            |
| Peso della proteina | 21 kDa                                                                                                                                |
| Spedizione          | Ghiaccio sintetico                                                                                                                    |