

Anticorpo Policlonale Anti-Osfd2 Per Wb E Elisa - Q5Z4G3

Numero articolo: CM0019417

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Oryza sativa OsFD2 (OsbZIP55). Validato per WB e ELISA. Adatto per studi sulla segnalazione dell'acido abscisico, sulla regolazione della trascrizione e sulle risposte allo stress delle piante. Rileva una proteina di 18 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OsFD2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	OsFD2; OsbZIP55
Specie	Oryza sativa
ID Gene	9266154
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di Oryza sativa OsFD2 (Q5Z4G3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q5Z4G3
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio