

Anticorpo Policlonale Anti-Osgepl1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4B0

Numero articolo: CM0028216

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che si targeting OSGEPL1 umano (Q9H4B0) per WB, IHC-P ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto, ideale per studi sulla modifica del tRNA mitocondriale e sulla manutenzione del genoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OSGEPL1 pAb coniglio
Note/Alias	Qri7; OSGEPL; OSGEPL1
Specie	Umano
Gene ID	64172
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di OSGEPL1 umano (NP_071748.2))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H4B0
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio