

Anticorpo Policlonale Anti-Osgin1 Per Wb, Elisa - Q9Ujx0

Numero articolo: CM0013838

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-OSGIN1 validato per Western blot ed ELISA, diretto contro l'inibitore della crescita 1 indotto dallo stress ossidativo umano (OSGIN1), coinvolto nella citocinesi e nella regolazione della morte cellulare. Reagisce crociatamente con la specie umana. 52 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OSGIN1 Rabbit pAb
Note/Alias	BDGI; OKL38; OSGIN1
Specie	Umana
GeneID	29948
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di OSGIN1 umano (NP_892026.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9UJX0
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante