

Anticorpo Policlonale Anti-Osgrf4 Per Wb E Elisa - Q6Zik5

Numero articolo: CM0023434

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting OsGRF4 di riso, validato per Western blot e ELISA. Utile per studiare la regolazione della dimensione dei granelli, la proliferazione cellulare e lo sviluppo del meristema in Oryza sativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OsGRF4 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GL2; GS2; PT2; GLW2; GRF4; grf2; OsGRF4; Osj_08054; OJ1111_E07.19
Specie	Oryza sativa
GeneID	4330436 (Oryza sativa)
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q6ZIK5
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio