

Anti-Osire1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q7Xit1

Numero articolo: CM0020633

introduzione

Anticorpo Policlonale OsIRE1 da Coniglio validato per WB e ELISA in Oryza sativa. Bersaglia la chinasi proteica serina/treonina/endoribonucleasi IRE1 (99kDa), un chiave sensore di stress del RE. Adatto per lo studio della risposta alla proteina srotolata nel riso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OsIRE1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	IRE1; OsIRE1; OsIre1p; OsJ_24190; OJ1103_E04.109
Specie	Oryza sativa
Gene ID	4343198
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 436-650 di Oryza sativa OsIRE1 (Q7XIT1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Oryza sativa
SWISS	Q7XIT1
Peso Proteico	99kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio