

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Osmads1 Per Wb, Elisa - Q10Pz9

Numero articolo: CM0022700

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto a OsMADS1 di Oryza sativa, validato per WB e ELISA. Adatto per lo studio dello sviluppo degli organi floreali, la funzione dei fattori di trascrizione e la ricerca sulle proteine MADS-box nel riso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OsMADS1 Rabbit pAb
Note/Abbreviazioni	Lhs1; MADS1; OsMADS1; OsJ_09913
Specie	Oryza sativa
GeneID	4332059
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-257 di OsMADS1 di Oryza sativa (Q10PZ9)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q10PZ9
Peso molecolare della proteina	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio