

Anticorpo Policlonale Anti-Osmkk4 Per Wb, Elisa - Q6K4Q0

Numero articolo: CM0018973

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OsmKK4 di riso, validato per Western blot (WB) e ELISA. Adatto per lo studio della segnalazione di difesa delle piante e della funzione delle chinasi in *Oryza sativa*.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OsmKK4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	OJ1316_E06.24; OsmKK4
Specie	Oryza sativa
ID gene	4330957
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di OsmKK4 di Oryza sativa (Q6K4Q0)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q6K4Q0
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio