

Anticorpo Policlonale Anti-Osmpk6 Per Wb E Elisa - Q336X9

Numero articolo: CM0023862

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla chinasi 6 attivata da mitogeni del riso (OsMPK6, Q336X9) per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio delle vie MAPK in *Oryza sativa*.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OsMPK6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MPK6; OsMPK6
Specie	Oryza sativa
GeneID	4349225
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Oryza sativa
SWISS	Q336X9
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio