

Anticorpo Policlonale Anti-Osmr Per Wb, Elisa - Q99650

Numero articolo: CM0030950

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'OSMR umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo e topo. Ideale per lo studio della segnalazione di oncostatina M e IL-31 nella ricerca immunologica e dermatologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OSMR Rabbit pAb
Note/Alias	OSMRB; PLCA1; IL-31RB; OSMRbeta; IL-31R-beta; OSMR
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9180
GeneID	9180
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 dell'OSMR umano (NP_003990.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q99650
Peso proteico	111 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio