

Anticorpo Policlonale Anti-Osr2 Per Wb, Elisa - Q8N2R0

Numero articolo: CM0024603

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit convalidato contro OSR2 per WB e ELISA; riconosce OSR2 di origine umana, murina e ratto. Ideale per studi sullo sviluppo del germe dentale e sui fattori di trascrizione a dito di zinco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OSR2 Rabbit pAb
Note / Alias	OSR2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	116039
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 250-312 di OSR2 umano (NP_001135934.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8N2R0
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio