

Anticorpo Policlonale Anti-Osrack1A Per Wb E Elisa - P49027

Numero articolo: CM0022202

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OsRACK1A validato per western blot (WB) e ELISA nel riso (*Oryza sativa*). Rileva la proteina RACK1z di ~36 kDa, un regolatore positivo dell'immunità innata e della difesa vegetale. Ideale per la ricerca sulla brusche del riso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OsRACK1A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RWD; GPB-LR; RACK1A; OsRACK1A
Specie	Oryza sativa
GeneID	4324115
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-334 di OsRACK1A di Oryza sativa. (P49027)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	P49027
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio