

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Osrd6/Shl2 Per Wb & Elisa - Q8Lhh9

Numero articolo: CM0024182

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla proteina OsRDR6 del riso (SHL2, SHOOTLESS2) per Western blot (WB) ed ELISA. Questa RNA-dipendente RNA polimerasi è fondamentale per lo sviluppo del meristema apicale del fusto e per la via ta-siRNA, rendendola adatta a studi di biologia dello sviluppo delle piante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OsRDR6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SHL2; SHOOTLESS2; OsRDR6
Specie	Oryza sativa
Gene ID	4323938
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 963-1218 di OsRDR6 di Oryza sativa (Q8LHH9)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q8LHH9
Peso proteico	137kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio