

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ostb1 Per Wb - Q8Ln68

Numero articolo: CM0024222

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio OsTB1 per il rilevamento del fattore di trascrizione TB1 in Oryza sativa. Convalidato per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca in biologia dello sviluppo vegetale sulla regolazione della tilleratura e delle gemme ascellari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OsTB1 Rabbit pAb
Note/Alias	TCP8; OsTB1
Specie	Oryza sativa
GeneID	4333856
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-388 di OsTB1 di Oryza sativa. (Q8LN68)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Oryza sativa
SWISS	Q8LN68
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio