

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ostc Per Wb E Elisa - Q9Nrp0

Numero articolo: CM0019786



### introduzione

OSTC Rabbit pAb validato in Western blot (WB) ed ELISA per campioni umani, murini e di ratto. Bersaglia la subunità OSTC del complesso oligosaccharyltransferasi, chiave per la ricerca sulla N-glicosilazione e gli studi sulla biologia del RE.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | OSTC Rabbit pAb                                                                                                                                    |
| Note/Alias            | DC2; OSTC                                                                                                                                          |
| Specie                | Umano                                                                                                                                              |
| Gene ID (Umano)       | 58505                                                                                                                                              |
| Gene ID               | 58505                                                                                                                                              |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 50 al C-terminale dell'OSTC umano (NP_067050.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                           |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                              |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Reattività Incrociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                                                |
| SWISS                 | Q9NRP0                                                                                                                                             |
| Peso Proteico         | 17kDa                                                                                                                                              |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                 |