


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Osteocalcina (Bglap) Per Wb, If/Icc, Elisa - P02818

Numero articolo: CM0014982



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro l'Osteocalcina (BGLAP) umana, adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia la proteina Gla ossea coinvolta nella mineralizzazione ossea e nella regolazione ormonale. Ideale per l'approvvigionamento di materie prime IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Osteocalcina (BGLAP) Rabbit pAb
Note/Alias	OC; BGP; OCN; Osteocalcina (BGLAP)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	632
GeneID	632
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell'Osteocalcina (BGLAP) umana (NP_954642.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P02818
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio