


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Osteocalcina/Ocn Per Wb, If/Icc, Elisa - P02818

Numero articolo: CM0029350



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'Osteocalcina umana (BGLAP), adatto per WB, IF/ICC e ELISA. Presenta reattività crociata con uomo, topo e ratto. Supporta studi di biologia ossea e metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Osteocalcina/OCN Rabbit pAb
Note/Alias	OC; BGP; OCN; Osteocalcina (BGLAP)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	632
ID gene	632
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P02818
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio