

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Osteoglicina (Ogn) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20774

Numero articolo: CM0030002

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Osteoglicina (OGN) umana per Western blot, immunoistochimica, immunofluorescenza, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Rileva una proteina di ~34 kDa. Applicabile per la ricerca in biologia ossea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio contro Osteoglicina (OGN)
Note/Alias	OG; OIF; SLRR3A; Osteoglicina (OGN)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4969
ID Gene	4969
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-298 dell'Osteoglicina (OGN) umana (NP_054776.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20774
Peso Proteico	34 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio