


Anticorpo Monoclonale Anti-Osteopontin Per Wb, Elisa - P10451

Numero articolo: CM0002224



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting l'Osteopontin umana (OPN/SPP1). Adatto per Western Blot ed ELISA. Riconosce l'Osteopontin umana; 35 kDa. Ideale per ricerche sulla biologia ossea e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Osteopontin Rabbit mAb
Note/Alias	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; Osteopontin
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6696
Gene ID	6696
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 200-300 dell'Osteopontin umana (P10451).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P10451
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio