


Anticorpo Policlonale Anti-Osteopontina Per Wb, Elisa - P10451

Numero articolo: CM0013354



introduzione

Anticorpo policlonale anti-osteopontina convalidato per Western blot e ELISA. Rileva l'osteopontina umana, di topo e di ratto; riconosce gli amminoacidi 17-314. Ideale per lo studio delle interazioni cellula-matrice e delle funzioni delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettaglio
Nome del prodotto	Osteopontina Rabbit pAb
Note/Alias	OPN; BNSP; BSP1; ETA-1; Osteopontina
Specie	Umana
ID genico	6696
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 17-314 dell'osteopontina umana (NP_001035147.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P10451
Peso proteico	35 kDa
Spedizione	Ghiaccio