


Anticorpo Policlonale Anti-Ostm1 Per Wb, Elisa - Q86Wc4

Numero articolo: CM0016778



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OSTM1 umano, noto anche come subunità beta del canale del cloro 7, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Essenziale per la maturazione e la funzione degli osteoclasti e dei melanociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb OSTM1 di coniglio
Note/Alias	GL, GIPN, OPTB5, HSPC019, OSTM1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	28962
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-284 di OSTM1 umano (NP_054747.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q86WC4
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante