

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ostt1 Per Wb, Elisa - Q10Kf0

Numero articolo: CM0019473

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OsTT1 del riso (subunità proteasoma alfa tipo 2) validato per WB e ELISA. Riconosce il bersaglio di Oryza sativa con un peso molecolare stimato di ~26kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OsTT1 Rabbit pAb
Note/Alias	PAB1; OsPAB1; OsJ_11088; OsTT1
Specie	Oryza sativa
ID genico	4333000
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 135-235 di OsTT1 di Oryza sativa (Q10KF0)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Oryza sativa
SWISS	Q10KF0
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio