


Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Otc Per Wb, If-P, Elisa - P00480

Numero articolo: CM0005091



introduzione

Anticorpo monoclonale OTC ricombinante di coniglio validato per WB, IF-P ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Essenziale per la ricerca sul ciclo dell'urea e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb OTC Coniglio
Note/Alias	OCTD; OTC1; OTCD; OTCas; OTC
Specie	Umano
ID Gene	5009
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 215-354 di OTC umano (NP_000522.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00480
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio