


## Anticorpo Policlonale Anti-Otc Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - P00480

Numero articolo: CM0026832



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-OTC validato per Western blotting ed ELISA. Rileva OTC umano, di topo e di ratto. Essenziale per lo studio del ciclo dell'urea, della detossificazione dell'ammoniaca e del metabolismo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | OTC Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias            | OCTD; OTC1; OTCD; OTCas; OTC                                                                                                 |
| Specie                | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (umano)        | 5009                                                                                                                         |
| GeneID                | 5009                                                                                                                         |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 215-354 di OTC umano (NP_000522.3). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS                 | P00480                                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 40kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |