

Anticorpo Policlonale Anti-Otof Per Wb, Elisa - Q9Hc10

Numero articolo: CM0021827

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OTOF validato per WB e ELISA su campioni umani. L'immunogeno ricombinante (aa 1-300) bersaglia l'otoferlina, un sensore di calcio fondamentale per l'esocitosi delle vescicole sinaptiche nelle cellule ciliari cocleari, ideale per la ricerca sull'udito e sulla sordità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OTOF Rabbit pAb
Note/Alias	AUNB1; DFNB6; DFNB9; NSRD9; FER1L2; OTOF
Specie	Uomo
GeneID (umano)	9381
GeneID	9381
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 dell'OTOF umano (NP_919224.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q9HC10
Peso proteico	227 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio