

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Otp Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Xkr4

Numero articolo: CM0017182

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega all'OTP umano (Proteina Homeobox orthopedia). Adatto per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA; cross-reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Utile per la ricerca sulla differenziazione neuroendocrina ipotalamica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	OTP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	OTP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23440
GeneID	23440
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-130 dell'OTP umano (NP_115485.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q5XKR4
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio