


Anticorpo Policlonale Anti-Otub1 Per Wb, Elisa - Q96Fw1

Numero articolo: CM0016323



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità rivolto a OTUB1 umana, una deubiquitinante coinvolta nel turnover proteico, nella riparazione del DNA e nella regolazione immunitaria. Validato per Western blot e ELISA, presenta reattività crociata con il topo. Ideale per la ricerca di base e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	OTUB1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	OTB1; OTU1; HSPC263; OTUB1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	55611
GeneID	55611
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50 e 150 della OTUB1 umana (NP_060140.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo
SWISS	Q96FW1
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio