

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Otub1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fw1

Numero articolo: CM0016270



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro OTUB1 umano, una deubiquitinasi specifica per Lys-48 coinvolta nel turnover proteico, nella riparazione del DNA e nella regolazione immunitaria. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OTUB1 Rabbit pAb
Note/Alias	OTB1, OTU1, HSPC263, OTUB1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	55611
GeneID	55611
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q96FW1
Peso della proteina	31kDa
Spedizione	Borsa refrigerante