


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Otub2 Per Wb, Elisa - Q96Dc9

Numero articolo: CM0020495



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-OTUB2 convalidato per WB e ELISA. Bersaglia l'ubiquitina tioesterasi umana OTUB2, una deubiquitinasi coinvolta nel turnover proteico. Ideale per la ricerca sulla via dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OTUB2 Rabbit pAb
Note / Alias	OTB2, OTU2, C14orf137, OTUB2
Specie	Umana
GeneID	78990
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-73 di OTUB2 umana (NP_075601.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q96DC9
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio