

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Otud4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q01804

Numero articolo: CM0023797

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting OTUD4 (HIN1), validato per WB, IF/ICC ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Indaga il ruolo di OTUD4 nella deubiquitinazione, nella segnalazione infiammatoria e nella riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	OTUD4 Rabbit pAb
Note/Alias	HIN1; DUBA6; HSHIN1; OTUD4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54726
GeneID	54726
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-500 dell'OTUD4 umano (NP_001096123.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q01804
Peso proteico	124kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio