

Anticorpo Policlonale Anti-Otud7B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Gqq9

Numero articolo: CM0021198



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-OTUD7B validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce OTUD7B umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul pathway NF-kB e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	OTUD7B Rabbit pAb
Note/Alias	ZA20D1; CEZANNE; OTUD7B
Specie	Umana
GenelD (Umano)	56957
GenelD	56957
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 530-700 di OTUD7B umano (NP_064590.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q6GQQ9
Peso proteico	93 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio