

Anticorpo Monoclonale Anti-Otx1 Per Wb Ed Elisa - P32242

Numero articolo: CM0003298

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per OTX1 umano (proteina homeobox OTX1). Adatto per Western blot ed ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sullo sviluppo cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OTX1 Rabbit mAb
Specie	Umano
GeneID	5013
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 di OTX1 umano (NP_055377.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P32242
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio