

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Otx2 Per Wb, Elisa - P32243

Numero articolo: CM0011794

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-OTX2 di alta qualità per applicazioni western blot e ELISA, validato per uomo, topo e ratto. Supporta gli studi sullo sviluppo cerebrale e la regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OTX2 Rabbit mAb
Note/Alias	CPHD6; MCOP55; OTX2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5015
GeneID	5015
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 190-289 dell'OTX2 umano (P32243)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P32243
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio