

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Otx2 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - P32243

Numero articolo: CM0017144

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-OTX2 di alta qualità per l'immunoistochimica, l'immunofluorescenza e l'ELISA. Reagisce in modo crociato con OTX2 di topo e ratto. Ideale per lo studio dello sviluppo del cervello e degli organi di senso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	OTX2 Rabbit pAb
Note/Alias	CPHD6; MCOP55; OTX2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5015
ID Gene	5015
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-280 di OTX2 umano (NP_068374.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P32243
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio