

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Otx2 Per Wb Ed Elisa - P32243

Numero articolo: CM0028067

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio OTX2 validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con il topo. Mira alla proteina homeobox umana OTX2 (32 kDa), ideale per la ricerca in neuroscienze dello sviluppo e malattie rare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OTX2 pAb di Coniglio
Note/Alias	CPHD6; MCOP55; OTX2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5015
ID Gene	5015
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-280 di OTX2 umano (NP_068374.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo
SWISS	P32243
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio