

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ovgp1 Per Wb Ed Elisa - Q12889

Numero articolo: CM0013486

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro OVGP1 umano, validato per Western blot ed ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per la ricerca sulla fecondazione, sullo sviluppo embrionale precoce e sulla biologia dell'ovidotto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OVGP1 Rabbit pAb
Note/Alias	EGP, OGP, MUC9, CHIT5, OVGP1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5016
GeneID	5016
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-260 di OVGP1 umano (NP_002548.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q12889
Peso della proteina	75 kDa
Spedizione	Ghiaccio in busta