

Anticorpo Policlonale Anti-Ovol2 Per Wb, Elisa - Q9Brp0

Numero articolo: CM0020023

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a OVOL2 umano (ZNF339). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sulla transizione epitelio-mesenchimale, biologia dello sviluppo e regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OVOL2 Rabbit pAb
Note/Alias	CHED; CHED1; CHED2; PPCD1; ZNF339; EUROIMAGE566589; OVOL2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	58495
ID Gene	58495
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-98 di OVOL2 umano (NP_067043.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9BRP0
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio