


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ox40L Per Wb, If/Icc, Elisa - P23510

Numero articolo: CM0021687



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OX40L umano (CD252, TNFSF4), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce crociatamente con il topo. Adatto per studi sulla co-stimolazione delle cellule T e sulle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Specifiche                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | OX40L Rabbit pAb                                                                                                                                    |
| Note/Alias          | GP34; CD252; OX40L; TXGP1; CD134L; OX-40L; TNLG2B; OX40L                                                                                            |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                                |
| ID genico (umano)   | 7292                                                                                                                                                |
| ID genico           | 7292                                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 51-183 di OX40L umano (NP_003317.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                               |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Uomo, topo                                                                                                                                          |
| SWISS               | P23510                                                                                                                                              |
| Peso della proteina | 21kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione          | Ghiaccio refrigerante                                                                                                                               |