


Anti-Oxa1L Rabbit Polyclonal Antibody Per Wb E Elisa - Q15070

Numero articolo: CM0027217



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Anti-OXA1L (pAb) rileva specificamente l'OXA1L umano e presenta reattività crociata con topo e ratto. Validato per Western blot (WB) ed ELISA, è ideale per la ricerca sulla insertasi della membrana interna mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OXA1L Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	OXA1; OXA1L1; OXA1L
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5018
Gene ID	5018
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 336-435 dell'OXA1L umano (NP_005006.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15070
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio