

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Oxct1 Per Wb, Elisa - P55809

Numero articolo: CM0030265



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OXCT1 (SCOT), un enzima chiave per il catabolismo dei corpi chetonici, validato per WB ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca metabolica e gli studi sulla funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OXCT1 Rabbit pAb
Note/Alias	OXCT; SCOT; OXCT1
Specie	Umano
Gene ID	5019
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 261-520 di OXCT1 umano (NP_000427.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55809
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio