

Anticorpo Policlonale Anti-Oxct2 Per Wb, If-P, Elisa - Q9Byc2

Numero articolo: CM0018810

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OXCT2 umano, un enzima mitocondriale del catabolismo dei corpi chetonici. Validato per applicazioni WB, IF-P ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OXCT2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SCOTT; FKSG25; OXCT2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64064
GeneID	64064
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 430-510 di OXCT2 umano (NP_071403.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BYC2
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio