

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Oxgr1/Gpr99 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96P68

Numero articolo: CM0002564



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio specifico per OXGR1/GPR99 umano (recettore 1 del 2-ossoglutarato). Adatto per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione GPCR, metabolismo e immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OXGR1 / GPR99 mAb di coniglio
Note/Alias	aKGR; GPR80; GPR99; P2Y15; P2RY15; OXGR1 / GPR99
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27199
GeneID	27199
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 150-250 di OXGR1 / GPR99 umano (Q96P68).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96P68
Peso proteico	38 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio